

# TransDB3.1 Chemically Competent Cell

## 使用前请仔细阅读说明书

目录号: CD531

保存: -70℃保存六个月。不适合在液氮中保存。

## 产品说明

TransDB3.1化学感受态细胞经特殊工艺制作,可用于DNA的化学转化。该细胞含有gyrA462基因,对ccdB基因产物的毒性具有抵抗作用,适用于转化和扩增包含ccdB基因的质粒载体。使用 pUC19 质粒DNA检测,转化效率高达  $10^8$ cfu/ $\mu$ g DNA以上。

## 基因型

 $F^{-} gyr A462 \ end A1 \ \Delta (sr1-recA) \ mcrB \ mrr \ hsd S20 (r_{_{\rm B}}, \ m_{_{\rm B}}) \ sup E44 ara-14 \ gal K2 \ lac Y1 \ pro A2 \ rps L20 (Sm^R) \ xyl-5 \ \lambda- \ leu \ mtl 1$ 

### 特点

- · 适用于转化和扩增包含ccdB基因的质粒载体。
- 带有硫酸链霉素抗性。

### 操作方法

- •取50 μl 冰浴上融化的感受态细胞,加入目的DNA,轻轻混匀,在冰浴中放置30分钟。
- •42℃水浴中热激45秒,然后快速将管转移到冰浴中2分钟,该过程不要摇动离心管。
- 向每个离心管中加入500 μl无菌的SOC或LB培养基 (不含抗生素),混匀后置于37℃,200 rpm培养1小时,使细菌复苏。
- •根据实验要求 (质粒,重组连接产物转化),吸取不同体积已转化的感受态细胞加到含相应抗生素的LB琼脂培养基上,将细胞均匀涂开。将平板置于37℃至液体被吸收,倒置平板,37℃过夜培养。

### 注意事项

- 刚刚化冻的细胞, 转化效率最高。
- •避免反复化冻。
- •避免移液枪吹吸。
- 整个操作过程要轻柔。

本产品仅供研究,不用于临床诊断。

版本号: V1-202008 服务投诉电话 +86-10-57815020 服务投诉邮箱 complaints@transgen.com.cn

